



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de levantamiento:
350 lb (159 kg)

Tamaño máx. de base del dispositivo de movilidad:
40 pulg. (102 cm)

Ancho máx. del dispositivo de movilidad: 28 pulg. (71 cm)

Tipos de vehículos: minivans, de tamaño completo furgonetas

Para más información, visite www.bruno.com

Cuando se trata de la facilidad de uso, ingeniería de calidad y seguridad sin igual, el elevador interior de sillas de ruedas eléctricas y scooters Joey de Bruno marca la pauta. Solo lleve su dispositivo de movilidad a la plataforma, presione un botón y el Joey levantará su dispositivo de movilidad y lo meterá lentamente en una minivan o tamaño completo furgonetas.

- Su diseño compacto permite el uso de asientos en la segunda fila en la mayoría de las aplicaciones
- Plataforma autonivelante para superficies ligeramente desiguales
- Plataforma con recubrimiento de tracción donde se coloca y retira fácilmente el dispositivo de movilidad
- Sujetadores y percepción de obstrucciones para la seguridad
- Respaldo manual para su tranquilidad
- La barrera de seguridad patentada opcional exclusiva de la industria impide que el dispositivo de movilidad se mueva hacia la zona de pasajeros ante paradas repentinas
- No se necesitan modificaciones para el scooter ni la silla de ruedas eléctrica
- Se puede volver a instalar en otro vehículo compatible*
- Garantía limitada de 3 años

** Para información detallada, pónganse en contacto con Bruno.*

 **BRUNO**
for your independence

www.bruno.com


CARACTERÍSTICAS DEL JOEY



Un botón de control con luz indicadora.



Barrera de seguridad exclusiva de la industria.
Protegido por la Patente de Utilidad de los EE.UU. No. 403.615



Iluminación de la plataforma para la carga de la noche.

OPCIONES DE JOEY



El Back-Off retira fácilmente la parte posterior del dispositivo de movilidad para que quepa en aberturas más reducidas de vehículos.



El kit de la correa * incluye dos Correas de sujeción retráctiles Para mayor tranquilidad.
**Requerido en algunos vehículos*



Se requiere un juego de calzos para FWD powerchairs.



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2017
2017-03-29-Joey.indd • MKT-L-1